

Quickpad®

Wirkstoff: 2-Propanol (Ph. Eur.) 70 % (V/V) Getränkte Tupfer zur Anwendung auf der Haut.

Zusammensetzung: 1 Kunststoffbehältnis mit 150 getränkten Tupfern enthält pro Tupfer: Arzneilich wirksame Bestandteile:

2-Propanol (Ph. Eur.) 70 % (V/V) 0,41 g Sonstige Bestandteile: Vliestuch aus Polypropylen 0,12 g

Anwendungsgebiete: Desinfektion der Haut vor Injektionen.

Gegenanzeigen: 2-Propanol (Ph. Eur.) 70 % (V/V) nicht anwenden:

- bei Überempfindlichkeit gegen 2-Propanol (Isopropylalkohol).
- zur Hautdesinfektion vor Eingriffen, die eine größere Öffnung erfordern als eine Injektion
- zur Antiseptik offener Wunden.
- Quickpad® ist für die Anwendung an Schleimhäuten und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung der Augen nicht geeignet.
- zur Hautdesinfektion bei Frühgeborenen.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Bei sachgemäßen Gebrauch kann Quickpad® während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: Zur Desinfektion die betroffene Hautfläche mit Quickpad® abreiben und trocknen lassen. Als Mindesteinwirkzeit sind 15 Sek. einzuhalten.

Nebenwirkungen: Bei Hauteinreibungen mit 2-Propanol (Ph. Eur.) 70 % (V/V) können in sehr seltenen Fällen (dies entspricht weniger als 1 von 10.000 Behandelten) Hautrötungen und leichtes Brennen auftreten. Zulassungs-Nr. 51196.00.00